

# KERN 357-13

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M2, 5 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML)



## Serviços

Número do artigo para calibração  
DAkKS 962-643

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	357

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	595,2381
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	12,0465
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	800 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2300
Peso de teste OIML classe	M2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	80×147 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×100×165 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg