

KERN 357-14

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-644

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	357

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	1190,4762
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	24,093
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 g
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2300
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	100×185 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	115×115×198 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg