

KERN 366-76-2025e

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-643
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-643

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	704,2254
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	59,512
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 g
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Block Eco
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	150×75×84 mm
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×75×84 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg