

KERN 366-77

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 10 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-644
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-644

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1408,4507
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	119,024
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	5 g
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Block Eco
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	190×95×109 mm
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×95×109 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg