

KERN 366-78

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-645
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-645

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	366

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2816,9014
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	238,048
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	10 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500
Peso di calibrazione OIML classe	M3

Design

Struttura peso	Blocco Eco
Dimensioni peso (L×P×A)	230×115×139 mm
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×115×139 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg