

# KERN 366-78

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt



## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-645
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-645

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2816,9014
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	238,048
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 g
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok Eco
Afmetingen gewicht (B×D×H)	230×115×139 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×115×139 mm
Nettogewicht	20 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg