

# KERN 367-01

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-631

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,119
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0024
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×6 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg