

KERN 367-01

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-631

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	367

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,119
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0024
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	10 mg
Peso di calibrazione OIML classe	M3

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	6×6 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	6×6×6 mm
Peso netto	0,001 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg