

KERN 367-01

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 1 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-631

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g
Testgewicht - volume (cm ³)	0,119
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0024
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 mg
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg