

KERN 367-03

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 5 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-633

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Peso individuale |
| Gruppo di prodotti | OIML M3 |
| Famiglia di prodotti | 367 |

Sistema di misura

| | |
|---|--------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 5 g |
| Peso di calibrazione - volume (cm ³) | 0,5952 |
| Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³) | 0,012 |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 16 mg |
| Peso di calibrazione OIML classe | M3 |

Design

| | |
|------------------|--|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (Ø×A) | 8×14 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 8×8×14 mm |
| Peso netto | 0,005 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,05 kg |
| Peso lordo ca. | 0,05 kg |
| Peso di spedizione | 0,1 kg |