

KERN 367-05

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 20 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-635

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2,381
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0482
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	13×21,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×21 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg