

KERN 367-06

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-636

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	5,9524
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,1205
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	30 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×28 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×28 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg