

KERN 367-06

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-636

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 g
Testgewicht - volume (cm ³)	5,9524
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,1205
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	30 mg
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	18×28 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×28 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg