

KERN 367-07

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-637

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht - volume (cm ³)	11,9048
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,2409
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	22×37 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×37 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg