

KERN 367-07

KERN

Peso individual, Classe OIML M3, 100 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração 962-637
DAkKS

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	367

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	100 g
Peso de teste - volume (cm ³)	11,9048
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,2409
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	50 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	1500
Peso de teste OIML classe	M3

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	22×37 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	22×22×37 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg