

# KERN 367-08

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-638

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	200 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	28×47 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×47 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg