

# KERN 367-08

# KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-638  
DAkKS

## Pittogrammi

### STANDARD



1 DAY

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	367

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	200 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	100 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500
Peso di calibrazione OIML classe	M3

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	28×47 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	28×28×47 mm
Peso netto	0,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg