

# KERN 367-08

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M3, 200 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



## Serviços

Número do artigo para calibração 962-638  
DAkKS

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	367

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	23,8095
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,4819
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	100 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	1500
Peso de teste OIML classe	M3

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	28×47 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	28×28×47 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg