

KERN 367-09

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-639

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	59,5238
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	1,2046
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×62 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×62 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg