

KERN 367-09

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 500 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso de envío 0,5 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-639

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	367

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	500 g
Peso de control - volumen (cm ³)	59,5238
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	1,2046
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	250 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M3

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	38×62 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	38×38×62 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg