

KERN 367-11

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAKKS 962-641

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	367

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	119,0476
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	2,4093
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	500 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500
Peso di calibrazione OIML classe	M3

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	48×80 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	48×48×80 mm
Peso netto	1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg