

# KERN 367-12

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-  
kalibratie 962-642

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	367

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	238,0952
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	4,8186
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 g
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	60×100 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×100 mm
Nettogewicht	2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg