

KERN 572-A03

KERN

Gancio per pesate sottobilancia, adatto per i modelli KERN 572



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Gancio

Design

Materiale	metallo
Capacità di carico nominale (WLL)	24 kg

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	25×15×2 mm
Peso netto	0,01 kg
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

