

KERN 572-A03

KERN

Gancho para pesagens suspensas, apropriado para todos os modelos KERN 572



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Gancho

Desenho

Material	metal
Capacidade nominal de carga (WLL)	24 kg

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	25×15×2 mm
Peso líquido	0,01 kg
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

