

KERN ABP-A01

KERN

Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung



Kategorie

| | |
|------------------|-----------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Ionisator |

Bauform

| | |
|---------------------|--------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 124×87×49 mm |
| Material | Kunststoff |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 325×263×158 mm |
| Nettogewicht | 0,85 kg |
| Versandart | Paketsdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,85 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,00 kg |
| Versandgewicht | 2,7 kg |

Piktogramme

STANDARD

