

# KERN ABP-A01

Ionizador para neutralizar la carga electrostática

**KERN**



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Ionizador

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	124×87×49 mm
Material	plásticos

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	325×263×158 mm
Peso neto	0,85 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,85 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	2,7 kg

## Pictogramas

STANDARD

