

KERN ABP-A01

KERN

Ionizzatore per neutralizzare la carica elettrostatica



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Ionizzatore

Design

Dimensioni (L×P×A)	124×87×49 mm
Materiale	plastica

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	325×263×158 mm
Peso netto	0,85 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,85 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	2,7 kg

Pittogrammi

STANDARD

