

KERN ABP-A01

KERN

Ionisator voor het neutraliseren van elektrostatische oplading



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Ionizer

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	124×87×49 mm
Materiaal	kunststoffen

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×263×158 mm
Nettogewicht	0,85 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,85 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	2,7 kg

Pictogrammen

STANDARD

