

KERN ABP-A01

Ionizador para neutralizar a carga electroestática

KERN



Categoria

| | |
|----------------------|-----------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Balanças |
| Grupo de produto | Ionizador |

Desenho

| | |
|-------------------|--------------|
| Dimensões (L×P×A) | 124×87×49 mm |
| Material | plásticos |

Condições ambientais

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de armazenamento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 325×263×158 mm |
| Peso líquido | 0,85 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,85 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,00 kg |
| Peso de envio | 2,7 kg |

Pictogramas

STANDARD

