



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Gabbietta antiveento

Design

Materiale	vetro
-----------	-------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	280×190×50 mm
Peso netto	0,26 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

Pittogrammi

STANDARD

