

KERN ALJ-A02

KERN

Verdunstungsfalle, minimiert Fehler durch Verdunstung beim Pipettieren bei kleinen Volumina von 10 µl bis 10 ml



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Verdunstungsfalle

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Bauform	Rund
Abmessungen (B×T×H)	110×105×60 mm
Material	Aluminium

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	270×215×85 mm
Nettogewicht	0,525 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,85 kg
Versandgewicht	1 kg