

# KERN ALJ-A02

**KERN**

Verdampingsval, minimaliseert fouten door verdamping bij het pipetteren van kleine volumes van 10 µl tot 10 ml



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Verdampingsval

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Bouwworm	rond
Afmetingen (B×D×H)	110×105×60 mm
Materiaal	aluminium

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	270×215×85 mm
Nettogewicht	0,525 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,85 kg
Verzendgewicht	1 kg

## Pictogrammen

STANDARD

