

KERN ALJ-A02

KERN

Coletor de evaporação, minimiza os erros causados pela evaporação ao pipetar pequenos volumes de 10 µl até 10 ml



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Coletor de evaporação

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Forma de construção	redondo
Dimensões (L×P×A)	110×105×60 mm
Material	alumínio

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	270×215×85 mm
Peso líquido	0,525 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,85 kg
Peso de envio	1 kg