

# KERN FEJ-A05

**KERN**

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	50×30×700 mm
Material	Edelstahl
Stativhöhe	700 mm

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×600×130 mm
Nettogewicht	1,83 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,6 kg
Versandgewicht	3,3 kg

## Piktogramme

STANDARD

