

# KERN FEJ-A05

**KERN**

Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

## Design

Dimensioni (L×P×A)	50×30×700 mm
Materiale	Acciaio inossidabile
Stativo altezza	700 mm

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	210×600×130 mm
Peso netto	1,83 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	2,6 kg
Peso di spedizione	3,3 kg

## Pittogrammi

STANDARD

