


# KERN TI-D

# KERN

Bancada de ensaio com alavanca para ensaios de dureza reproduzíveis com placa base em vidro



Peso líquido aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	9,5 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Teste de dureza
Grupo de produto	Bancada de ensaio Shore manual
Família de produto	TI

## Sistema de medição

Força de ensaio medição da dureza	50 N
Escalas de dureza	Shore D

## Desenho

Mesa de ensaio diâmetro (Ø)	75 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	150×200×400 mm
Material da caixa	aço inox
Curso com movimento de alavanca / lançamento [Max]	15 mm
Altura de objecto de teste [Max]	60 mm

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	355×255×180 mm
Peso líquido	8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas