

KERN IXC-A01

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	160×215×300 mm
Material	Stahl, lackiert
Stativhöhe	330 mm

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	440×180×110 mm
Nettogewicht	1,15 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	1,7 kg

Piktogramme

STANDARD

