

KERN IXC-A02

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 600 mm



Kategorie

| | |
|------------------|--------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Stativ |

Bauform

| | |
|---------------------|-----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 160×215×600 mm |
| Material | Stahl, lackiert |
| Stativhöhe | 600 mm |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 730×170×130 mm |
| Nettogewicht | 1,272 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,4 kg |
| Bruttogewicht ca. | 2,0 kg |
| Versandgewicht | 3,2 kg |

Piktogramme

STANDARD

