

KERN MBA 10K-3M

KERN

Balanza compacta para bebés con plato de pesaje especial Safe Guard y aprobación médica para aplicaciones profesionales móviles o estacionarias en el diagnóstico médico, homologación opcionalmente



Intervalo de escala de verificación [e]	0,005 kg
---	----------

Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
---	---

Acreditación médica	✓
---------------------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Pantalla tipo	LCD
---------------	-----

Pantalla retroiluminación	no
---------------------------	----

Pantalla altura de dígitos	25 mm
----------------------------	-------

Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico
----------------------------------	--------------------

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	600×360×141 mm
--------------------------------	----------------

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	845×364×145 mm
---	----------------

Material carcasa de pantalla	Plásticos
------------------------------	-----------

Material de carcasa	plástico
---------------------	----------

Material plato de pesaje	plástico
--------------------------	----------

Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	600×260 mm
--	------------

Material célula(s) de carga	aluminio
-----------------------------	----------

Células de carga - número	1
---------------------------	---

Tornillos nivelantes ajustables	✓
---------------------------------	---

Funciones

Número de teclas de manejo	4
----------------------------	---

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3, 5, 15, 30 min
--	------------------

Función de tara	manualmente (una y varias veces)
-----------------	----------------------------------

Función Hold	✓
--------------	---

Interfaces	WiFi (opcional, factory)
------------	--------------------------

Protección IP - unidad completa	-
---------------------------------	---

Protección IP - pantalla	sin protección IP
--------------------------	-------------------

Protección IP - plataforma	sin protección IP
----------------------------	-------------------

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
--	-----------------------------------

Alimentación suministrada	Batería
---------------------------	---------

Categoría

Marca	KERN
-------	------

Categoría de producto	Balanzas médicas
-----------------------	------------------

Grupo de producto	Balanza pesabebés
-------------------	-------------------

Familia de productos	MBA
----------------------	-----

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
-----------------	---------------------

Número de campos de pesaje	1
----------------------------	---

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
-------------------	-------------------------------------

Campo de pesaje [Max]	15 kg
-----------------------	-------

Lectura [d]	0,005 kg
-------------	----------

Resolución	3.000
------------	-------

Linealidad	± 0,005 kg
------------	------------

Linealización en puntos	5
-------------------------	---

Reproducibilidad	0,005 kg
------------------	----------

Rango de tara	14,995 kg
---------------	-----------

Unidad predefinida	kg
--------------------	----

Unidades de medición	kg
----------------------	----

Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
--	----

Peso mínimo [Min]	0,1 kg
-------------------	--------

Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
-------------------------	-------------------------

Peso recomendado para ajuste	15 kg (M1)
------------------------------	------------

Posibles puntos de ajuste	10 kg; 15 kg
---------------------------	--------------

Tiempo de estabilización	3 s
--------------------------	-----

Tiempo de calentamiento	10 min
-------------------------	--------

Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,005 kg
------------------------------	----------

Célula de pesaje tipo de carga	ZEMIC L6D
--------------------------------	-----------

Conexión de la célula de pesaje	4 conductores
---------------------------------	---------------

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Clase de precisión	III
--------------------	-----

KERN MBA 10K-3M

KERN

Balanza compacta para bebés con plato de pesaje especial Safe Guard y aprobación médica para aplicaciones profesionales móviles o estacionarias en el diagnóstico médico, homologación opcionalmente

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Pila	6×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	20 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	690×490×210 mm
Peso neto	4,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	14,2 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-128.
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

