

# KERN MBA-A01

**KERN**

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetro
Famiglia di prodotti	MBA

## Sistema di misura

Unità preimpostata	cm, ft
Unità di misura	cm, ft
Divisione	0,1 cm
Campo di misura lunghezza [Min]	30 cm
Campo di misura lunghezza [Max]	80 cm
Tolleranza statimetro	5 mm
Campo di misura statimetro (cm)	30-80cm

## Omologazione

Marchio CE	✓
Approvazione medica	✓

## Design

Dimensioni (L×P×A)	850×240×60 mm
Materiale	plastica
Allineamento di misura	orizzontale

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	685×302×115 mm
Peso netto	0,36 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	4,8 kg