

KERN MWA-A04

KERN

Juego de asideros con asiento abatible para el paciente como balanza de silla de ruedas KERN MWA 300K-1M



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trípode

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	470×310×460 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	1015×970×750 mm
Material	acero, lacado
Soporte altura	1125 mm
Soporte rotable	✓

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1000×1000×1816 mm
Peso neto	8 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envío	363,2 kg

Pictogramas

STANDARD

