

# KERN MWA-A04

**KERN**

Set de barres de retenue avec siège patient rabattable pour chaise roulante KERN MWA 300K-1M



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Trépied

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	470×310×460 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	1015×970×750 mm
Matériau	acier, laqué
Colonne hauteur	1125 mm
Colonne rotatif	✓

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×1000×1816 mm
Poids net	8 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	9 kg
Poids d'expédition	363,2 kg

## Pictogrammes

STANDARD

