

KERN MWA-A04

KERN

Set barra di appiglio con sedile per paziente ribaltabile per bilancia per sedie a rotelle KERN MWA 300K-1M



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Design

Dimensioni (L×P×A)	470×310×460 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	1015×970×750 mm
Materiale	acciaio, laccato
Stativo altezza	1125 mm
Stativo rotabile	✓

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1000×1000×1816 mm
Peso netto	8 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	9 kg
Peso di spedizione	363,2 kg

Pittogrammi

STANDARD

