

# KERN MWA-A04

**KERN**

Set com pega para segurar com assento dobrável para os doentes para balança de cadeira de rodas KERN MWA 300K-1M



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Tripé

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	470×310×460 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	1015×970×750 mm
Material	aço, lacado
Coluna altura	1125 mm
Coluna rotativa	✓

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1000×1000×1816 mm
Peso líquido	8 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envio	363,2 kg

## Pictogramas

STANDARD

