

KERN TN GOLD 80

KERN

Instrumento de medición por ultrasonidos para la comprobación de la autenticidad de las barras y monedas de oro



Pantalla tipo	LCD
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño	
Dimensiones (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	150×74×32 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	0,9 m

Funciones	
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	1 - 60 min
Interfaces	USB-Device

Alimentación	
Alimentación suministrada	Batería
Pila	2×1.5 V AA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Batería capacidad	3.000 mAh
Batería tensión	1,5 V
Pila tiempo de carga	100 h

Condiciones medioambientales	
Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío	
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	375×220×95 mm
Peso neto	0,245 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,6 kg

Categoría	
Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de material
Grupo de producto	Medidor de espesor de material ultrasónico de método de pulso-eco
Familia de productos	TN-GOLD

Sistema de medición	
Unidades de medición	mm inch
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Lectura espesor de material [d] (mm)	0,01 mm
Velocidad del sonido - [Min] (m/s)	1000 m/s
Velocidad del sonido - [Max] (m/s)	9999 m/s
Espesor de material eco - pulso [Min] (mm)	0,75 mm
Espesor de material eco - pulso [Max] (mm)	80 mm
Cabezal de medición diametro	6 mm
Cabezal de medición frecuencia de medición	7 MHz
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	20
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	100

Homologación	
Marca CE	✓

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD

KERN TN GOLD 80




Instrumento de medición por ultrasonidos para la comprobación de la autenticidad de las barras y monedas de oro

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica 961-113

Pictogramas

STANDARD



OPTION

