

KERN OCS 901

Kit de nettoyage pour microscopes

KERN



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Ensemble de nettoyage pour microscopes
Famille de produits	OCS-9

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×250×80 mm
Poids net	0,18 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Pictogrammes

STANDARD

