

# KERN OCS 901

Set para limpeza de microscópios

# KERN



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Instrumento ótico
Grupo de produto	Set para limpeza de microscópios
Família de produto	OCS-9

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×250×80 mm
Peso líquido	0,18 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envio	0,6 kg

## Pictogramas

STANDARD

