

KERN OSE 421

KERN

Microscope stéréo robuste et ergonomique – idéal dans les ateliers, les écoles et les établissements de formation



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Microscope stéréo
Famille de produits	OSE-42

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	200×180×300 mm
Système optique	Greenough
Tube type	Binoculaire
Angle d'inclinaison du tube	45°
Objectifs standard	4× 2×
Oculaires fixés	✓
Compensation dioptrique	bilatéral
Compensation dioptrique [Min]	-5
Compensation dioptrique [Max]	5
Procédé de contraste	Champ clair
Écart pupillaire [Max]	75 mm
Écart pupillaire [Min]	55 mm

Oculaire

Oculaire profondeur de champ	WF
Point de vue	Standard
Oculaire magnification	10 x
Oculaire champ de vision	20 mm
Oculaire diamètre	30,5 mm

Mise au point

Régulation du couple	✓
Distance de travail	57 mm
Zoom [Min]	2 x
Zoom [Max]	4 x
Champ visuel [Min]	5,5 mm
Champ visuel [Max]	11 mm
Mécanisme de focalisation	vis macrométrique

Éclairage

Type d'éclairage lumière incidente	LED
Intensité d'éclairage lumière incidente	1 W
Intensité d'éclairage lumière transmise	1 W
Type d'éclairage lumière transmise	LED
Intensité d'éclairage	Éclairage incident Éclairage transmis
Éclairage à intensité variable	Éclairage incident + Éclairage transmis, ensemble

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	4,5 V, 1000 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO AUS
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK US CH
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	4 h

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	340×310×225 mm
Poids net	2,123 kg

KERN OSE 421

KERN

Microscope stéréo robuste et ergonomique – idéal dans les ateliers, les écoles et les établissements de formation

Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,2 kg
Poids brut env.	2,6 kg
Poids d'expédition	4,7 kg

Pictogrammes

STANDARD

