

KERN TPE-N

KERN

Accesorio universal para bancos de pruebas para ensayos de desprendimiento 90°



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Modulo de montaje para bancos de pruebas
Familia de productos	TPE

Sistema de medición

Longitud mensurable [Max]	20 cm
---------------------------	-------

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	215×420×50 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	215×420×50 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	215×420×50 mm
Material carcasa de pantalla	Aluminio anodizado
Material de carcasa	metal, lacado
Fuerza generada [Max]	500 N
Altura del espacio de medición [Max]	200 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	580×460×270 mm
Peso neto	4,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	7 kg
Peso de envío	14,4 kg

Pictogramas

STANDARD

