


KERN TPE-N

KERN

Encaixe universal para bancadas de ensaio para testes de separação das camadas a 90°



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Encaixe para bancada de ensaio
Família de produto	TPE

Sistema de medição

Comprimento mensurável [Max]	20 cm
------------------------------	-------

Desenho

Dimensões (L×P×A)	215×420×50 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	215×420×50 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	215×420×50 mm
Material caixa do ecrã	Alumínio anodizado
Material da caixa	metal, lacado
Força produzida [Max]	500 N
Altura do espaço medido [Max]	200 mm

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	580×460×270 mm
Peso líquido	4,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	7 kg
Peso de envio	14,4 kg

Pictogramas

STANDARD

